

Фосфо-MLKL-S358, Кроличий Поликлональное Антитело - Q8Nb16

Артикул: CM0000546



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого MLKL, фосфорилированного по остатку S358. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысиным белком. Подходит для исследований некроптоза и программированной клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MLKL-S358 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Вид	Человек
GeneID	197259
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району остатка S358 человеческого MLKL (NP_689862.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8NB16
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет