


Фосфо-Mre11 (Ser676) Кроличьи Pab Для Вестерн-Блоттинга - P49959

Артикул: CM0001997



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфо-MRE11 (Ser676) специфически детектирует фосфорилированный по Ser676 человеческий белок MRE11 в Вестерн-блоттинге. Важно для исследований репарации двунитевых разрывов ДНК, поддержания теломер и мейоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MRE11 (Ser676) Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Фосфо-MRE11 (Ser676)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4361
GeneID	4361
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S676 человеческого белка MRE11 (NP_005582.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49959
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом