

Фосфо-Mtor-S2448 Кроличье Mab Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42345

Артикул: CM0001272



введение

Фосфо-mTOR (Ser2448) кроличье моноклональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает фосфорилированный по S2448 mTOR человека и мыши, что критически важно для сигналинга mTORC1. Поддерживает исследования клеточного метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-mTOR-S2448 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2475
ID гена	2475
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S2448 mTOR человека (P42345).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42345
Молекулярная масса белка	289 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом