


Фосфо-Myh9-S1943 Кроличий Pab - P35579

Артикул: CM0001874



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфо-Myh9 (S1943), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; реагирует с миозином-9 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения подвижности клеток, цитокинеза и реорганизации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Myh9-S1943 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Фосфо-Myh9-S1943
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4627
GeneID	4627
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S1943 человеческого MYH9 (NP_002464.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35579
Молекулярная масса белка	227 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом