

Фосфо-Myl9 (Ser19) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P24844

Артикул: CM0001358

введение

Фосфо-MYL9 (Ser19) кроличьи поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции сократительной активности гладких и немышечных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MYL9-S19 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-S19
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	10398
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S19 белка MYL9 человека (NP_006088.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24844
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом