

Фосфо-Myl9-T18/S19 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Артикул: CM0000583

введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против MYL9 (Thr18/Ser19), для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сократительной способности гладких мышц и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MYL9-T18/S19 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
Вид	Человек
ID гена (человек)	10398
ID гена	10398
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T18 и S19 человеческого белка MYL9 (NP_006088.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24844
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет