

Фосфо-Миозиновая Легкая Цепь 2-S19, Кроличье Моноклональное Антитело, Для Вб, Ифа — P24844

Артикул: CM0001147

введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-миозиновой легкой цепи 2-S19 (P24844) для вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично выявляет фосфорилированный остаток S19 легкой цепи 2 миозина человека в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сократительной способности и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-миозиновая легкая цепь 2-S19, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIH54; Phospho-Myosin Light Chain 2-S19
Вид	Человек
ID гена	10398
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид региона остатка S19 легкой цепи 2 миозина человека (NP_006088.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24844
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовая упаковка