

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Миозиновой Легкой Цепи 2 (T18) — P24844

Артикул: CM0001915

введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-миозиновой легкой цепи 2 (T18) для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Специфично для фосфорилированного белка MYL9/MLC2 человека, критически важного для исследований сократимости гладких и немышечных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-миозиновой легкой цепи 2 (T18)
Примечания/Синонимы	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; фосфо-миозиновая легкая цепь 2 (T18)
Вид	Человек
GeneID	10398
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T18 миозиновой легкой цепи 2 человека (NP_006088.2)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24844
Молекулярная масса	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом