

Фосфо-Миозин Легкая Цепь 2-T18/S19 Кроличье Мат - P24844

Артикул: CM0001200

введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное на Миозин Легкую Цепь 2 в позициях Thr18/Ser19. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека. Идеально подходит для исследований сократимости гладкой мускулатуры, цитокинеза и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Миозин Легкая Цепь 2-T18/S19 Кроличье мат
Примечания/Псевдоним	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Фосфо-Миозин Легкая Цепь 2-T18/S19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10398
GeneID	10398
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T18/S19 человеческого Миозина Легкой Цепи 2 (NP_006088.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P24844
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом