


Фосфо-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 Кроличьи Pab Для Wb - P05023

Артикул: CM0001352



введение

Поликлональные кроличьи антитела для обнаружения альфа-1 субъединицы Na⁺/K⁺-ATPase, фосфорилированной по Ser16. Подходят для WB и ELISA, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками. Для исследований ионного транспорта и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CMT2DD; HOMGSMR2; Фосфо-Na ⁺ /K ⁺ -ATATase-S16
Вид	Человек
ID гена	476 (ATP1A1)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S16 человеческого Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05023
Молекулярный вес белка	113 кДа
Доставка	Сумка со льдом