

Фосфо-Nedd4L-S448 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Pu5

Артикул: CM0000525



введение

Фосфо-NEDD4L-S448 Кроличий pAb детектирует эндогенный белок NEDD4L, фосфорилированный по остатку Ser-448. Валидирован для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеален для изучения путей убиквитинирования и регуляции ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NEDD4L-S448 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Phospho-NEDD4L-S448
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	23327
Gene ID	23327
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг остатка S448 белка NEDD4L человека (NP_001138439.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PU5
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом