


Фосфо-Специфическое Кроличье Моноклональное Антитело К Phospho-Nf-Kb P105 (Ser932) Для Вб, Ифа - P19838

Артикул: CM0001889



введение

Фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело, направленное против NF-κB p105 (Ser932) для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает NF-κB p105/p50 человека, мыши и крысы — ключевой фактор транскрипции в иммунном и воспалительном сигналинге. Идеально подходит для анализа сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-κB p105-S932 кроличье моноклональное антитело
Примечания / Синонимы	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
Вид	Человек
ID гена (человек)	4790
ID гена	4790
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S932 человеческого Phospho-NF-κB p105-S932 (NP_001158884.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Хладоэлемент