


Кроличья Rab К Фосфо-Nf-Kb P65/Rela-S529 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q04206

Артикул: CM0000636



введение

Специфичная к фосфоформе кроличья поликлональная антитело к NF-kB p65 (RelA), выявляющее фосфорилирование Ser529; валидировано для WB и ИФА на образцах человека, мыши и крысы; для исследований воспаления и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области S529 человеческого NF-kB p65/RelA (NP_068810.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	В ледяном пакете