


Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Nf-Kb P65/Rela-S536 Для Вб, Ифа - Q04206

Артикул: CM0001649



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NF-kB p65/RelA, фосфорилированный по остатку Ser536. Валидировано для ВБ и ИФА, демонстрирует перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигналинга NF-kB при воспалении, в иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-kB p65/RelA-S536 кроличье мкА
Примечания/алиасы	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Вид	Человек
GeneID (человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S536 человеческого NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовой пакет