


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Rabbit Pab - Q04206

Артикул: CM0001489



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, детектирующее NF-kB p65, фосфорилированный по серину 536. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-kB и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Вид	Человек
GeneID	5970 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом