


Фосфо-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q04206

Артикул: CM0001905



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NF-κB p65/RelA по остатку Ser468. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и крысы. Идеально для изучения сигнальных путей NF-κB, воспаления и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-κB p65/RelA-S468 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Фосфо-NF-κB p65/RelA-S468
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области вокруг S468 белка человека Фосфо-NF-κB p65/RelA-S468 (NP_001138610.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом