


Фосфо-Nf-Kb P65/Rela-T505 Кроличий Раb - Q04206

Артикул: CM0001625



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NF-kB p65/RelA, фосфорилированный по Thr505. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека. Подходит для исследований сигналинга NF-kB, воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NF-kB p65/RelA-T505 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Вид	Человек
GeneID (человек)	5970
GeneID	5970
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом