

Phospho-Nf2-S518 Кроличья Поликлональная Антитело - P35240

Артикул: CM0000509



введение

Phospho-NF2-S518 кроличья поликлональная антитело обнаруживает эндогенный уровень NF2/Мерлина, фосфорилированного по серину 518. Валидировано для ВБ, ИГК-П и ИФА в образцах человека, мыши и крысы, поддерживает исследования опухолевых супрессоров и пути Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NF2-S518 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	ACN; SCH; BANF; мерлин-1; Phospho-NF2-S518
Вид	Человек
GeneID (человек)	4771
GeneID	4771
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S518 человеческого NF2 (NP_000259.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35240
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет