

Фосфо-Nfkb1 (S337) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19838

Артикул: CM0001123



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, детектирующее NFKB1, фосфорилированный по S337. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований передачи сигнала NF-kappa-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-NFKB1-S337 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Фосфо-NFKB1-S337
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4790
GeneID	4790
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области вокруг S337 белка NFKB1 человека (NP_001158884.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	50 кДа/105 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом