

Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга - P19838

Артикул: CM0001039



введение

Кроличий моноклональный антитело против фосфорилированного NFKB1 (Ser337), валидированный для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИHC-P), ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигнального пути NF-κB при воспалении и иммунном ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4790
ID гена	4790
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе S337 человеческого NFKB1 (NP_001158884.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P19838
Молекулярный вес белка	50кДа/105кДа
Доставка	С ледяным пакетом