

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Nfkb1-S907 Для Вестерн-Блоттинга — P19838

Артикул: CM0001801



введение

Высококачественное фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело к NFKB1 (pS907), валидированное для детекции фосфорилированного человеческого NF-карра-В p105/p50 методом Вестерн-блоттинга. Идеально подходит для исследований сигнальных путей воспаления, иммунитета и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-NFKB1-S907 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
Вид	Человек
ID гена	4790
Иммуноген	Фосфо-специфический пептид, соответствующий участку вокруг остатка S907 человеческого NFKB1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19838
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом