


Кроличыи Поликлональные Антитела К  
Фосфорилированному Nfkb1 (S927) Для Wb, Elisa - P19838

Артикул: CM0001388



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному NFKB1 (Ser927). Подходят для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с образцами человека. Ценный инструмент для изучения сигнального пути NF-каппа-B в исследованиях воспаления, иммунитета и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к фосфорилированному NFKB1-S927                                                            |
| Примечания/Синонимы       | KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                     |
| GeneID                    | 4790                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S927 NFKB1 человека (NP_001158884).                  |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                     |
| SWISS                     | P19838                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка  | 105 кДа                                                                                                                     |
| Условия доставки          | Пакет со льдом                                                                                                              |