

## Фосфо-Nmdar1-S896 Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05586

Артикул: CM0000754



### введение

Фосфо-NMDAR1-S896 Кроличьи pAb специфически детектируют ионотропный глутаматный рецептор NMDA 1, фосфорилированный по серину 896, в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА) в нейробиологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-NMDAR1-S896 Кроличьи pAb                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)                  | 2902                                                                                                                                  |
| ID гена                            | 2902                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг S896 белка человека NMDAR1 (NP_015566.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Фосфоспецифические антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                              | Q05586                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 105 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                     |