


Фосфо-P38 Марк-T180 Кроличья Раb Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Артикул: CM0001483



введение

Кроличий поликлональный антитело, специфичный к фосфорилированному p38 MAPK (Thr180). Подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным MAPK14. Идеально подходит для изучения сигнальных путей, активируемых стрессом, и воспалительных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p38 MAPK-T180 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Фосфо-p38 MAPK-T180
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T180 человеческого MAPK (NP_620581.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом