


Фосфо-Р38 Мапк-Т180/У182 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — Q15759/P53778/O15264/Q16539

Артикул: CM0001968



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее фосфорилированный Т180/У182 человеческой р38 МАПК. Валидировано для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования пути МАПК и ответа на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-р38 МАПК-Т180/У182 кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/Синонимы	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 МАПК; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Вид	Человек
ID гена (человек)	1432
ID генов	5600/6300/5603/1432
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Молекулярная масса белка	29 кДа/34 кДа/35 кДа/41 кДа
Доставка	Хладоэлемент