


Фосфо-Р38 Марк (Т180/У182) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q16539

Артикул: CM0001283



введение

Фосфо-р38 MAPK (Т180/У182) кроличьи поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет р38 альфа человека, мыши, крысы. Подходит для исследований воспалительной и стрессовой сигнализации. Q16539.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-р38 MAPK-T180/Y182 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Фосфо-р38 MAPK-T180/Y182
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1432
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T180 & Y182 белка p38 MAPK человека (NP_620581.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом