


Фосфо-P53-S33 Кроличий Мат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04637

Артикул: CM0001629



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против фосфо-p53 в положении серина 33. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, специфически реагирует с человеческим p53. Подходит для исследований апоптоза, клеточного цикла и онкомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S33 кроличий мат
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Фосфо-p53-S33
Вид	Человек
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S33 человеческого фосфо-p53 (S33) (NP_000537.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом