

Фосфо-P53-S367 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блота И Ифа - P04637

Артикул: CM0001420



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело против p53, фосфорилированного по Ser367, валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА. Идеально подходит для изучения сигналинга p53 человека, апоптоза и супрессии опухолей в исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S367 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S367
Вид	Человек
GeneID (человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S367 человеческого TP53 (NP_000537.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В сумке со льдом