


Фосфо-P53-S37 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Игг-П, Ифа — P04637

Артикул: CM0001327



введение

Фосфоспецифичная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на фосфорилированный по серину 37 р53. Валидирована для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигналинга р53, клеточного цикла и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p53-S37 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S37
Вид	Человек
ID гена (человек)	7157
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S37 человеческого p53 (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет