


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-P53-S376 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P04637

Артикул: CM0001704



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, обнаруживающее p53, фосфорилированный по серину 376. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим и крысиным p53. Идеально подходит для исследований апоптоза, клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p53-S376 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7157
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S376 человеческого p53 (P04637).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент