


Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К P53-S46 Для ВБ, Ип, Ифа — P04637

Артикул: CM0001303



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело к p53 (Ser46), валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунопреципитации (ИП) и ИФА с образцами человека. Обнаруживает фосфорилирование опухолевого супрессора p53 по остатку серина 46 — ключевое событие апоптоза, индуцированного повреждением ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-S46 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
Вид	Человек
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку S46 белка p53 человека (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С хладагентом