


## Phospho-P53-S6 Кроличья Поликлональная Антитело - P04637

Артикул: CM0001479



### введение

Высокоспецифичная кроличья поликлональная антитело к Phospho-p53-S6, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленная на человеческий p53, фосфорилированный по серину 6. Подходит для изучения апоптоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-p53-S6 кроличья pAb                                                                               |
| Примечания/псевдонимы     | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 7157                                                                                                      |
| GeneID                    | 7157                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический фосфорилированный пептид области S6 человеческого p53 (NP_000537.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                    |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                   |
| SWISS                     | P04637                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 44 кДа                                                                                                    |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                              |