


Phospho-P53-S9 Rabbit Mab Для Wb, Elisa - P04637

Артикул: CM0001146



введение

Кроличий моноклональный антитело Phospho-p53-S9 обнаруживает человеческий p53, фосфорилированный по серину 9, с перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для WB и ELISA в исследованиях апоптоза, клеточного цикла и супрессора опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p53-S9 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
Вид	Человек
GeneID	7157
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S9 человеческого p53 (P04637)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04637
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом