


Фосфо-P53-T18 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - P04637

Артикул: CM0001111



введение

Фосфо-p53 (Thr18) кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает человеческий p53 — критический опухолевый супрессорный белок, участвующий в остановке клеточного цикла, апоптозе и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p53-T18 кроличья pAb
Примечания/алиасы	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Фосфо-p53-T18
Вид	Человек
ID гена	7157
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T18 человеческого p53 (NP_000537.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04637
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	С пакетом со льдом