

Фосфо-P70 S6 Киназа 1-T389, Кроличья Поликлональная Антитело - P23443

Артикул: CM0001849



введение

Кроличье поликлональное антитело к эндогенной фосфорилированной p70 S6 киназе 1 по сайту T389. Валидировано для ВБ, ИГГ-П, ИФА, перекрестная реактивность с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пути mTOR и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p70 S6 киназа 1-T389, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Синонимы	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Вид	Человек
GeneID (человек)	6198
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T389 человеческого P70S6K1 (NP_001258989.1?).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг), ИHC-P (Иммуногистохимия на парафиновых срезах), ELISA (ИФА)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего элемента