

Фосфо-P70 S6 Киназа 1-T389 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P23443

Артикул: CM0000951



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на p70 S6 киназу 1, фосфорилированную по T389, подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p70 S6 киназа 1-T389 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-альфа; S6K-бета-1; p70(S6K)-альфа; Фосфо-p70 S6 киназа 1-T389
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6198
GeneID	6198
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T389 человеческой P70 S6K (NP_003152.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	В пакете со льдом