


Фосфо-P70 S6 Киназа 1-T421/S424 Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P23443

Артикул: CM0001517



введение

Высококачественное фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело к p70 S6 Киназе 1-T421/S424, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК, ИФА, с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам. Идеально подходит для исследований сигнального пути mTOR, роста клеток и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p70 S6 Киназа 1-T421/S424 Кроличьи мат
Примечания/Псевдонимы	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Фосфо-p70 S6 Киназа 1-T421/S424
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6198
ID гена	6198
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T421&S424 человеческой Фосфо S6K1 (NP_001258989.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом