


Кроличья Раb К Фосфо-Р70 S6 Киназе 1-T421/S424 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23443

Артикул: CM0000523



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фосфорилированной р70 S6 киназе 1 (T421/S424). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигнального пути mTOR и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к фосфо-р70 S6 киназе 1-T421/S424
Примечания/Псевдоним	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-альфа; S6K-бета-1; p70(S6K)-альфа; Фосфо-р70 S6 киназа 1-T421/S424
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6198
ID гена	6198
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T421 и S424 человеческого RPS6KB1 (NP_001258989.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23443
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент