


Фосфо-Специфическое Кроличье Моноклональное Антитело К Р90Rsk (T359/S363) Для Вестерн-Блоттинга — Q15418

Артикул: CM0001808



введение

Фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело, направленное против p90Rsk/RSK1, фосфорилированного по остаткам T359/S363, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути ERK/MAPK, выживания и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p90Rsk-T359/S363 кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
Вид происхождения белка-мишени	Человек
Идентификатор гена (человек)	6195
Идентификатор гена	6195
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг остатков T359 и S363 человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Источник получения	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
База данных SWISS	Q15418
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка с аккумулятором холода