


Фосфо-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 Кроличий Pab - Q15418

Артикул: CM0001423



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный по Ser363 человеческий p90Rsk/RSK1/RPS6KA1. Валидировано для WB, IP, ELISA; перекрестно реагирует с крысой. Детектирует белок 83 кДа. Для исследований киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Вид	Человек
GeneID (человек)	6195
GeneID	6195
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S363 человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q15418
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В пакете со льдом