


Кроличий Поликлональный Антитело К Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 Для Wb, Ip, Elisa - Q15418

Артикул: CM0000714



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 в позиции Ser380. Валидировано для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK, роста клеток и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Вид	Человек
GeneID	6195
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S380 человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15418
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом