


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Кроличья Pab - Q15418

Артикул: CM0000916



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, направленное против p90Rsk/RSK1, фосфорилированного по Thr348. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути MAPK/ERK и клеточной пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Вид	Человек
ID гена	6195
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T348 человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15418
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом