


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфорилированному Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q15418

Артикул: CM0001165



введение

Кроличья поликлональное антитело к фосфорилированному Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий RPS6KA1, фосфорилированный по остаткам Thr359 и Ser363, эффектор β сигнального пути ERK, участвующий в росте и выживаемости клеток. Идеально подходит для исследований трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6195
ID гена	6195
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический фосфорилированный пептид в области T359 и S363 человеческого p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, NP_002944.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15418
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом