

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-PAK2-S20 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13177

Артикул: CM0000975



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфо-PAK2 (S20) обнаруживает фосфорилированный PAK2 в образцах человека, мыши и крысы методом Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигнальных путей PAK2, апоптоза и регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Вид	Человек
GeneID	5062
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13177
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент