

Фосфо-Рак4/Рак5/Рак6-S474/S560/S602 Кроличье Моноклональное Антитело - O96013

Артикул: CM0000848

введение

Фосфо-РАК4/РАК5/РАК6-S474/S560/S602 кроличье моноклональное антитело для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Детектирует мишени человека, мыши и крысы. Специфично к фосфорилированным киназам семейства РАК для исследований в области передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-РАК4/РАК5/РАК6-S474/S560/S602 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	РАК4; KIAA1142; РАК5KIAA1264; РАК6; Фосфо-РАК4/РАК5/РАК6-S474/S560/S602
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10298/57144/56924
ID гена	10298/57144/56924
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг S474 человеческого РАК4 (O96013)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O96013(РАК4-Антиген), Q9P286(РАК5), Q9NQU5(РАК6)
Молекулярная масса белка	64, 80, 75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом