


Фосфо-Паксиллин (Y118) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49023

Артикул: CM0000723



введение

Фосфо-специфичные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на паксиллин, фосфорилированный по тирозину 118. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Детектируют полосу ~65 кДа. Подходят для исследований фокальных адгезий и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Паксиллин-Y118 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Паксиллин; PXN; paxillin; Фосфо-Паксиллин-Y118
Вид	Человек
GeneID	5829
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49023
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом