


Фосфо-Pdgfr Альфа-Y1018 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16234

Артикул: CM0000481



введение

Поликлональное антитело кролика к фосфо-PDGFR альфа-Y1018, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Детектирует человеческий PDGFRA, фосфорилированный по Y1018. Идеально для изучения сигналинга PDGF, пролиферации клеток и путей рецепторных тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDGFR альфа-Y1018 Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Фосфо-PDGFR альфа-Y1018
Вид	Человек
GeneID	5156
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	В пакете со льдом