

Фосфо-Pdgfr Альфа-Y849 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16234

Артикул: CM0000735



введение

Фосфо-PDGFR альфа-Y849 кроличья pAb обнаруживает человеческий PDGFRA, фосфорилированный по тирозину 849. Валидирован для Вестерн-блоттинга и ИФА, это антитело поддерживает исследования сигнального пути PDGF, пролиферации клеток и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDGFR альфа-Y849 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Фосфо-PDGFR альфа-Y849
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5156
GeneID	5156
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y849 человеческого PDGFRA (NP_006197.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P16234
Молекулярный вес белка	123кДа
Доставка	Сумка со льдом