


Фосфо-Pdgfrb-Y740 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09619

Артикул: CM0001596



введение

Поликлональные антитела кролика к фосфо-PDGFRB-Y740, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектируют PDGFRB, фосфорилированный по Y740, у человека и мыши. Идеальны для изучения PDGF-сигналинга в пролиферации, миграции клеток и сердечно-сосудистом развитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDGFRB-Y740 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Фосфо-PDGFRB-Y740
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5159
GeneID	5159
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y740 человеческого PDGFRB (NP_002600.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09619
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	В пакете со льдом