

Phospho-Pdha1-S293 Rabbit Mab - P08559

Артикул: CM0000421



введение

Фосфо-PDHA1-S293 кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IP, ELISA на человеке, мыши, крысе. Обнаруживает фосфорилированный Ser293 PDHA1, субъединицу митохондриального пируватдегидрогеназы, связывающую гликолиз с циклом Кребса, для исследований метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PDHA1-S293 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5160
ID гена	5160
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08559
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом